

Anticorpo Monoclonale Anti-Gars Convalidato Ko Per Wb, Elisa - P41250

Numero articolo: CM0003248



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GARS (glicil-tRNA sintetasi) umano, convalidato KO. Adatto per Western blot e ELISA. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 640-739 di GARS umano (P41250).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] GARS Rabbit mAb
Note/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2617
ID gene	2617
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P41250
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio