

Anticorpo Policlonale Anti-Git1 Convalidato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X7

Numero articolo: CM0020197

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro GIT1, una proteina scaffold coinvolta nelle adesioni focali, nella migrazione cellulare e nella funzione sinaptica. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] GIT1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	p95-APP1; T1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	28964
ID gene	28964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-640 della GIT1 umana (NP_054749.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2X7
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio