

[Ko Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Glod4 Per Wb, Elisa - Q9Hc38

Numero articolo: CM0022118



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro GLOD4 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla proteina 4 contenente il dominio della glioxalasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validato] GLOD4 Rabbit pAb
Note/alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Specie	Uomo
ID genica (umano)	51031
ID genica	51031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 179-298 di GLOD4 umano (NP_057164.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9HC38
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio