


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ko Validato Contro Glutathione Synthetasi (Gss) Per Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Numero articolo: CM0018508



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato per KO contro la Glutathione Synthetasi (GSS) umana. Adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sullo stress ossidativo e ricerche sulla biosintesi del glutathione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Glutathione Synthetase (GSS) Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2937
GeneID	2937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 373-474 della Glutathione Synthetasi (GSS) umana (NP_000169.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48637
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio