


[Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Anti-Gsdme (Lunghezza Completa+Terminale N) Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O60443

Numero articolo: CM0009711



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GSDME di alta qualità [KO Validato], convalidato per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Riconosce la GSDME umana (DFNA5/ICERE-1) con isoforme a 11, 35 e 55 kDa. Ideale per studi sulla piroptosi e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GSDME (lunghezza completa+terminale N) [KO Validato]
Note/Alias	DFNA5; ICERE-1
Specie	Uomo
GenelD (umano)	1687
GenelD	1687
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 245-344 della GSDME umana (lunghezza completa+terminale N) (NP_004394.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O60443
Peso della proteina	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante