

[Convalidato Ko] Anti-Hadha Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Numero articolo: CM0006414



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HADHA di alta qualità [Convalidato KO] per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla beta-ossidazione mitocondriale e sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] HADHA Rabbit PolymAb®
Note/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 545-763 di HADHA umana (NP_000173.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40939
Peso Proteico	83 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio