

[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac1 Per Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Numero articolo: CM0005700



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HDAC1 validato per WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Adatto per la ricerca su HDAC1 umano e di topo nel campo dell'epigenetica e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] HDAC1 Rabbit mAb
Note/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3065
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 393-482 di HDAC1 umano, NP_004955.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13547
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio