

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hexokinase-1 (Hk1) Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

Numero articolo: CM0002664



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO che bersaglia l'Hexokinase-1 (HK1, P19367) umana. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Supporta la ricerca sulla glicolisi, il metabolismo e gli studi sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] HK1 Rabbit mAb
Note/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3098
GeneID	3098
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'Hexokinase 1 umana (P19367).)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19367
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio