

Anticorpo Monoclonale Anti-Esochinasi II Validato Ko Per Wb, Elisa - P52789

Numero articolo: CM0007708



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Esochinasi II validato KO per Western blot e ELISA; rileva l'Esochinasi II umana, di topo e di ratto (102 kDa). Ideale per studi sulla glicolisi e l'apoptosi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Hexokinase II Rabbit mAb
Note/Alias	HKII; HXK2; II
Specie	Umana
GeneID (umano)	3099
GeneID	3099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 dell'Esochinasi II umana (NP_000180.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52789
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio