


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Hira Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54198

Numero articolo: CM0030591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HIRA umano (TUP1/DGCR1), convalidato KO per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Utile per lo studio dell'assemblaggio della cromatina, della senescenza e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] HIRA Coniglio pAb
Note/Alias	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7290
GeneID	7290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-550 di HIRA umano (NP_003316.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P54198
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio