


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Istone H1.0 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Numero articolo: CM0029985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro l'Istone H1.0 per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca su cromatina, regolazione genica e differenziamento cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Istone H1.0
Note/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Specie	Umano
ID Gene	3005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di H1F0 umano (NP_005309.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07305
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio