


[Ko Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Istone H2A.z Per Wb, Elisa - P0C0S5

Numero articolo: CM0029776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Istone H2A.Z umano, validato KO per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-128). Peso molecolare ~13 kDa. Ideale per la biologia della cromatina e la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo Policlonale di Coniglio contro l'Istone H2A.Z
Note/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	H2A
ID Gene	3015
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di H2AFZ umano (NP_002097.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0C0S5
Peso Proteico	13 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio