


Anticorpo Policlonale Rabbit Ko Validato Anti-Hmgb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Numero articolo: CM0029892



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale rabbit anti-HMGB1 convalidato KO (P09429) per Western blot, IHC-P e ELISA. Riconosce HMGB1 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su DAMP e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] HMGB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3146
GeneID	3146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-168 di HMGB1 umano (NP_002119.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09429
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio