

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15365

Numero articolo: CM0018959



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'hRNP E1/PCBP1 umano, convalidato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e ratto, con un peso molecolare di 37 kDa. Ideale per lo studio delle funzioni delle proteine leganti l'RNA, dell'eritropoiesi e dei meccanismi di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	[Convalidato KO] hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Specie	Uomo
ID gene	5093
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'hRNP E1/PCBP1 umano (NP_006187.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15365
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio