

[KO Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrnpa2B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Numero articolo: CM0013846



introduzione

[KO Validato] Anticorpo policlonale di coniglio contro HNRNPA2B1 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva uomo, mouse, ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia dell'RNA e sui telomeri. - P22626

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di HNRNPA2B1 umano (NP_112533.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P22626
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio