


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hprt1 Per Wb, Elisa - P00492

Numero articolo: CM0028117



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HPRT1, convalidato per applicazioni knockout. Adatto per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto, a supporto della ricerca sul pathway di recupero delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	[Convalidato KO] HPRT1 Anticorpo policlonale di coniglio
Note/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3251
GeneID	3251
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di HPRT1 umana (NP_000185.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P00492
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio