

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Anti-Hsp90A Per Wb, Elisa - P07900

Numero articolo: CM0011650



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Hsp90α umano, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi di biologia delle chaperonine, trasduzione del segnale e risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] Hsp90α mAb di coniglio
Note/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
Specie	Umana
ID Gene	3320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 433-732 dell'Hsp90α umano (NP_005339.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P07900
Peso proteico	84kDa/98kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio