


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsp90B Per Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Numero articolo: CM0019332



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Hsp90 β umana (HSP90AB1), validato per KO, adatto per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto, scimmia. Chaperone molecolare coinvolto nel ripiegamento delle proteine e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] Hsp90 β pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3326
GeneID	3326
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P08238
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio