

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Idh1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75874

Numero articolo: CM0013137



introduzione

[Convalidato KO] anticorpo policlonale di coniglio contro IDH1 umano, adatto per applicazioni di WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva IDH1 in campioni umani, di topo e di ratto, mirando alla deidrogenasi NADP-isocitrato citoplasmatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] IDH1 Rabbit pAb
Note/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3417
GeneID	3417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-414 di IDH1 umano (NP_005887.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75874
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio