

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Igf2Bp1/Imp1 Per Wb, Elisa - Q9Nzi8

Numero articolo: CM0019809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro IGF2BP1/IMP1 umano. Adatto per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Bersaglia una proteina legante l'RNA coinvolta nel trasporto, la stabilità e la regolazione della traduzione dell'mRNA nel cancro e nella neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] IGF2BP1/IMP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10642
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-100 di IMP1 umano (NP_006537.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZI8
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio