


[Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Anti-Impdh2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Numero articolo: CM0008005



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IMPDH2 umano, validato con KO, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva IMPDH2 umano, murino e di ratto; fondamentale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validato] mAb IMPDH2 di coniglio
Note/Alias	IMPD2; IMPDH-II; H2
Specie	Uomo
GeneID	3615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 di IMPDH2 umano (P12268)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P12268
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante