

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Insulin-Degrading Enzyme (Ide) Convalidato Ko Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14735

Numero articolo: CM0022841



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro IDE, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studiare la degradazione dell'insulina, il diabete e la malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio contro l'enzima degradante l'insulina (IDE)                                                             |
| Note/Alias            | INSULYSIN                                                                                                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                      |
| ID Gene               | 3416                                                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'enzima degradante l'insulina (IDE) umano (NP_004960.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                                                |
| SWISS                 | P14735                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 118kDa                                                                                                                                                     |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                         |