

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Irf3 Per Wb - Q14653

Numero articolo: CM0002222



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO che bersaglia il fattore regolatorio dell'interferone 3 (IRF3). Adatto per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con la proteina IRF3 umana e murina. Ideale per ricerche sulla risposta immunitaria innata e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] IRF3 Rabbit mAb
Note / Alias	IIAE7; F3
Specie	Umana
ID genico	3661
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'IRF3 umano (Q14653).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q14653
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio