

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Irf9 Per Wb, Elisa - Q00978

Numero articolo: CM0021460

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che bersaglia l'IRF9 umano (ISGF3γ), adatto per WB e ELISA. Rileva il fattore di trascrizione di 44 kDa fondamentale per la segnalazione antivirale dell'interferone di tipo I. Per studi sull'immunità innata e sul complesso ISGF3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] IRF9 Rabbit pAb
Note / Alias	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Specie	Uomo
ID gene	10379
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 113-255 dell'IRF9 umano (NP_006075.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q00978
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio