


Anticorpo Policlonale Anti-Itch Validato Ko Per Wb, Elisa - Q96J02

Numero articolo: CM0016045



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ITCH validato KO (omologo della ligasi E3 dell'ubiquitina Itchy) per WB, ELISA in esseri umani, topo e ratto. Coinvolto nell'ubiquitinazione, nell'infiammazione, nella risposta immunitaria e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] ITCH Rabbit pAb
Note/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Specie	Umano
ID del gene (umano)	83737
ID del gene	83737
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 di ITCH (NP_001244066.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96J02
Peso della proteina	103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante