

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Jak2 Convalidato Ko Per Wb, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0030026



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO che si targeting JAK2 umano, adatto per Western blot e ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sulla trasduzione del segnale, regolazione della cromatina e segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] JAK2 Rabbit pAb
Note/Alias	JTK10; JAK2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 933-1132 di JAK2 umano (NP_004963.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60674
Peso proteico	131 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio