

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Keap1 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Numero articolo: CM0009101



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio KEAP1 (INrf2/KLHL19) convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per uomo, topo, ratto. Sensore chiave dello stress ossidativo; adattatore dell'E3 ubiquitina ligasi per la degradazione di NRF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] KEAP1 Rabbit mAb
Note/Alias	INrf2, KLHL19
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9817
GeneID	9817
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 525-624 della KEAP1 umana (NP_036421.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14145
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio