

[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Anti-Ki67 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Mihc, Elisa - P46013

Numero articolo: CM0002758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia Ki67 umano, marcatore di proliferazione. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] Ki67 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4288
GeneID	4288
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1200-1300 di Ki67 umano (NP_002408.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46013
Peso proteico	359 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio