

Anticorpo Policlonale Anti-Kmt5C Validato Ko Per Wb, Elisa - Q86Y97

Numero articolo: CM0023237



introduzione

Anticorpo policlonale anti-KMT5C validato KO per WB e ELISA. Reagisce con umano e topo. Mira alla istone metiltransferasi KMT5C (SUV420H2) per studi sulla regolazione della cromatina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] KMT5C Rabbit pAb
Note/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Specie	Umano
GeneID (umano)	84787
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del KMT5C umano (NP_116090.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q86Y97
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio