

[Validato Con Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kras Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Numero articolo: CM0006359



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-KRAS validato con KO per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva KRAS umano, murino e di ratto, una proteina chiave della segnalazione Ras-MAPK coinvolta nella proliferazione cellulare e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato con KO] mAb di coniglio anti-KRAS
Note/alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3845
GeneID	3845
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01116
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante