

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kras Convalidato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Numero articolo: CM0017525



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KRAS convalidato KO per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla GTPasi KRas, un key trasduttore di segnale nella via Ras-MAPK. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] KRAS Rabbit pAb
Note/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3845
GeneID	3845
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-188 del KRAS umano (NP_203524.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01116
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio