

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Lamin A/C Validato Ko Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0008599



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo anti-Lamin A/C validato KO per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la laminina A/C in campioni umani, murini e di ratto. Utile per studi sulla lamina nucleare, sulle laminopatie e sulla senescenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di topo anti-Lamin A/C
Note/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Specie	Uomo
GeneID	4000
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 403-572 della Lamin A/C umana (NP_733821.1).
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02545
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante