

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lamin A/C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0024355



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro Lamin A/C (P02545). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla lamina nucleare e le laminopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Lamin A/C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4000
GeneID	4000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 403-572 della Lamin A/C umana (NP_733821.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02545
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio