


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Laminina Beta 1 Convalidato Ko Per Wb, Elisa - P07942

Numero articolo: CM0024115



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Laminina beta 1, convalidato KO, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con la Laminina beta 1 umana e murina, una proteina chiave della membrana basale coinvolta nell'adesione cellulare e nell'organizzazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] Laminin beta 1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLM, LIS5, 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3912
Gene ID	3912
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1467-1786 della Laminina beta 1 umana (NP_002282.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P07942
Peso proteico	198kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio