

[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Anti-Lamp2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P13473

Numero articolo: CM0012170



introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-LAMP2 Coniglio ad alta specificità, validato KO, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Ideale per studiare la biogenesi dei lisosomi, l'autofagia e le malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo Monoclonale LAMP2 Coniglio
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-375 della LAMP2 umana (NP_002285.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P13473
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio