


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ldhb Per Wb, If-P, Elisa - P07195

Numero articolo: CM0022351



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LDHB umano validato con KO. Validato per WB, IF-P ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. LDHB catalizza l'interconversione piruvato-lattato ed è altamente espresso nel muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb LDHB di coniglio [Validato KO]
Note/alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3945
ID gene	3945
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-334 della LDHB umana (NP_002291.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07195
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante