

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Litaf Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Numero articolo: CM0027160

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO contro LITAF umano, adatto per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Rileva la proteina di 17 kDa in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul traffico endosomiale e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] LITAF Rabbit pAb
Note/Alias	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9516
ID Gene	9516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 di LITAF umano (NP_004853.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q99732
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio