


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lsh/Hells Per Wb, Ip, Elisa - Q9NrZ9

Numero articolo: CM0025089



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO mirato a Lsh/HELLS umano (Q9NRZ9). Adatto per WB, IP ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Uno strumento ideale per studi sul rimodellamento della cromatina, metilazione del DNA e stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Lsh/HELLS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3070
Gene ID	3070
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 719-838 di Lsh/HELLS umano (NP_060533.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRZ9
Peso proteico	97 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio