


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-MacroH2A.1 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Numero articolo: CM0029408



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro macroH2A.1 umana (convalidato KO), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Per uso nella ricerca di biologia della cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] macroH2A.1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9555
GeneID	9555
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 123-372 della macroH2A.1 umana (NP_613258.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75367
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio