

[Ko Convalidato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mapkapk3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16644

Numero articolo: CM0021577



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAPKAPK3, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Chinasi attivata dallo stress coinvolta nella produzione di citochine, nell'endocitosi e nel rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Convalidato] MAPKAPK3 Rabbit pAb
Note/Alias	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
Specie	Umano
GeneID (umano)	7867
GeneID	7867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di MAPKAPK3 umano (NP_004626.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16644
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio