


Anticorpo Monoclonale Anti-MLh1 Convalidato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40692

Numero articolo: CM0007468



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO che bersaglia l'MLH1 umano, adatto per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi di ricerca sulla riparazione dei mismatch del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] MLH1 Rabbit mAb
Note/Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4292
GeneID	4292
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 dell'MLH1 umano (NP_000240.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P40692
Peso proteico	85 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio