


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Msh2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43246

Numero articolo: CM0005473



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MSH2 convalidato KO per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con MSH2 umano, murino e ratto. Proteina di riparazione degli errori di appaiamento del DNA Msh2, per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] MSH2 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; H2
Specie	Umano
GeneID	4436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-583 di MSH2 umano (NP_000242.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P43246
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio