

## [Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mta2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - O94776

Numero articolo: CM0008627

### introduzione

[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting MTA2 umano, un componente del complesso NuRD coinvolto nel rimodellamento della cromatina. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | [Convalidato KO] MTA2 Coniglio mAb                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | PID; MTA1L1; A2                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                        |
| GenelD (Umano)      | 9219                                                                                                         |
| GenelD              | 9219                                                                                                         |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 569-668 di MTA2 umano (O94776) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP                                                                               |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                        |
| SWISS               | O94776                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 75kDa                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                           |