

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mta2 Validato Ko Per Wb, Elisa, Chip - O94776

Numero articolo: CM0019217

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-MTA2 validato KO, validato per Western blot, ELISA e ChIP. Rileva MTA2 in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] MTA2 Rabbit pAb
Note/Alias	PID; MTA1L1; A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9219
GeneID	9219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-180 di MTA2 umana (NP_004730.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O94776
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio