


[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Mth1 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P36639

Numero articolo: CM0016677



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a MTH1/NUDT1 umano (idrolasi nucleosidica trifosfatica purinica ossidata). Validato per studi su knockout, adatto per applicazioni WB, IP, ELISA. Rileva una proteina di 18 kDa, cross-reagisce con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] MTH1 Rabbit pAb
Note/Alias	MTH1; H1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4521
GeneID	4521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 di MTH1 umano (NP_945192.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio