

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-N-Caderina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Numero articolo: CM0002400

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato per applicazioni knockout contro la N-Caderina (CDH2). Adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA con cross-reattività verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] mAb di coniglio anti-N-Caderina
Note/Alias	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Specie	Umana
ID Gene	1000
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della N-Caderina umana (P19022).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19022
Peso proteico	100 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio