

Anticorpo Monoclonale Ko Validato Anti-Alfa-Sinucleina N-Terminale [Mjff-B-3A4] Per Wb, If/Icc, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0010732



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO che bersaglia l'alfa-sinucleina N-terminale (SNCA/PARK1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione sinaptica e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] mAb anti-alfa-sinucleina N-terminale [MJFF-B-3A4]
Note / Alias	NACP; PARK1; α -Sinucleina; SNCA
Specie	Umana
ID gene	6622
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 40-50 dell'alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P37840
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio