


[Ko Convalidato] Anticorpo Policlonale Anti-Ndufc2 Per Wb Ed Elisa - O95298

Numero articolo: CM0018032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'NDUFC2 umano, una subunità chiave del complesso I. Convalidato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	[KO Convalidato] Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-NDUFC2
Note/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4718
ID Gene	4718
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'NDUFC2 umano (NP_004540.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95298
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio