


[Ko Convalidato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nosip Per Wb, Elisa - Q9Y314

Numero articolo: CM0022895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOSIP umano (proteina interagente con la sintasi dell'ossido nitrico, ligasi E3 dell'ubiquitina), convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione dell'ossido nitrico e sullo sviluppo. Reagisce in modo incrociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Convalidato] NOSIP Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-25; NOSIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51070
GeneID	51070
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-301 di NOSIP umano (NP_057037.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y314
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio