

## [Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nrbf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96F24

Numero articolo: CM0028043



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NRBF2 umano, convalidato per knockout, reagisce con topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglio coinvolto nell'autofagia e nella trascrizione. Ideale per la ricerca di reagenti core IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | [Convalidato KO] NRBF2 pAb coniglio                                                                                          |
| Note/Alias          | COPR; COPR1; COPR2; NRBF-2; F2                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| Gene ID             | 29982 (Umano)                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-287 di NRBF2 umano (NP_110386.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q96F24                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 32kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |